

Pipet-Lite XLS+ Monocanal

Desempenho que Você Pode Confiar




Conforto total para as mãos

Com hastes de encaixe perfeito, apoios ergonômicos para os dedos, molas mais leves, selos de baixa resistência e a tecnologia patenteada Magnetic Assist™ da Rainin, você pode contar com as pipetas Pipet-Lite XLS+ para proporcionar conforto o dia inteiro.




Operação suave

O sistema de encaixe das pipetas XLS+ proporciona um curso de êmbolo suave, preciso, requerendo menor força do que nunca. Perfeito para aplicações de pipetagem que requerem controle delicado.



O toque mais leve

Nada supera o sistema patenteado LTS LifeTouch™ da Rainin em ergonomia e facilidade de uso. A pequena área de vedação e parada positiva permitem prático encaixe das ponteiros. Além disso, com as novos selos de baixa resistência e molas mais leves, suas mãos vão sentir a diferença. Sem necessidade de bater nas ponteiros!



Segurança GLP/GMP

As pipetas da Rainin foram as primeiras do mundo a serem equipadas com chips de Identificação por Rádio Frequência (RFID) para armazenar perfis integrados de serviço e dados, rastreamento de dados de calibração e gerenciamento de inventário das pipetas.



Pipet-Lite XLS+ com RFID

As Campeãs de Desempenho

A nova Pipet-Lite™ XLS+™ é uma das pipetas ergonômicas mais exatas e precisas no mercado. Sua haste confortável, molas leves e sua tecnologia de "Magnetic Assist™" garantem uma operação leve e suave, reduzindo de forma significativa o risco de lesões por esforço repetitivo. A Pipet-Lite XLS+ possui chip RFID embutido, permitindo gerenciamento de recursos como: usuário e rastreamento da calibração. As opções de porta-cones incluem LTSTM, de baixa força para melhor ergonomia, e encaixe universal.

Pipet-Lite™ XLS+™ com RFID

As Campeãs do Desempenho

Recurso Carregado

- Design ergonômico da haste da pipeta com apoio para os dedos confortável
- Bloqueio de volume que impede oscilação acidental do volume
- O amortecedor de impacto embutido no ejetor da ponteira reduz o impacto no polegar
- Conjunto de porta-cones autoclavável
- Disponível com configurações de porta-cone para LTSTM ou ponteiros tradicionais
- Livre de corrosão, ejetor de ponteira de material polimérico de alta densidade
- Chips RFID para gerenciamento de ativos



O leitor RFID opcional funciona em todas as pipetas com chip RFID da Rainin e interage com a verificação de calibração LabX™ Direct Pipette-Scan™ da METTLER TOLEDO.

Dados Técnicos

Especificações

Modelo	Volume (µL)	Incremento (µL)	Exatidão		Precisão	
			%	µL (±)	%	µL (≤)
L-2XLS+, SL-2XLS+	0,2	0,002	12,0	0,024	6,0	0,012
	1		2,7	0,027	1,3	0,013
	2		1,5	0,030	0,7	0,014
L-10 XLS+, SL-10XLS+	1,0	0,02	2,5	0,025	1,2	0,012
	5,0		1,5	0,075	0,6	0,03
	10,0		1,0	0,1	0,4	0,04
L-20XLS+, SL-20 XLS+	2	0,02	7,5	0,15	2,0	0,04
	10		1,5	0,15	0,5	0,05
	20		1,0	0,2	0,3	0,06
L-100XLS+, SL-100XLS+	10	0,2	3,5	0,35	1,0	0,1
	50		0,8	0,4	0,24	0,12
	100		0,8	0,8	0,15	0,15
L-200XLS+, SL-200XLS+	20	0,2	2,5	0,5	1,0	0,2
	100		0,8	0,8	0,25	0,25
	200		0,8	1,6	0,15	0,3
L-300XLS+, SL-300XLS+	30	0,5	2,5	0,75	1,0	0,3
	150		0,8	1,2	0,25	0,375
	300		0,8	2,4	0,15	0,45
L-1000XLS+, SL-1000XLS+	100	2	3,0	3,0	0,6	0,6
	500		0,8	4,0	0,2	1,0
	1.000		0,8	8,0	0,15	1,5
L-2000XLS+, SL-2000XLS+	200	2	3,0	6,0	0,6	1,2
	1.000		0,8	8,0	0,2	2,0
	2.000		0,8	16,0	0,12	2,4
*L-5000XLS, *SL-5000XLS	500	5	2,4	12,0	0,6	3,0
	2.500		0,6	15,0	0,2	5,0
	5.000		0,6	30,0	0,16	8,0
*L-10MLXLS, *SL-10MLXLS	1 mL	20	5,0	50,0	0,6	6,0
	5 mL		1,0	50,0	0,2	10,0
	10 mL		0,6	60,0	0,16	16,0
*L-20MLXLS	2 mL	20	5,0	100,0	0,6	12,0
	10 mL		1,0	100,0	0,2	20,0
	20 mL		0,6	120,0	0,16	32,0

Informações para Pedidos

Cat, No, LTS	Nº de pedido MT LTS	Cat, No, Tradicional	Nº de pedido MT Tradicional	Faixa de Volume
L-2XLS+	17014393	SL-2XLS+	17014413	0,1–2 µL
L-10XLS+	17014388	SL-10XLS+	17014409	0,5–10 µL
L-20XLS+	17014392	SL-20XLS+	17014412	2–20 µL
L-100XLS+	17014384	SL-100XLS+	17014408	10–100 µL
L-200XLS+	17014391	SL-200XLS+	17014411	20–200 µL
L-300XLS+	17014405	SL-300XLS+	17014414	20–300 µL
L-1000XLS+	17014382	SL-1000XLS+	17014407	100–1.000 µL
L-2000XLS+	17014390	SL-2000XLS+	17014410	200–2.000 µL
*L-5000XLS	17011790	*SL-5000XLS	17011801	500–5.000 µL
*L-10MLXLS	17011783	*SL-10MLXLS	17011795	1.000 µL–10 mL
*L-20MLXLS	17011788	N/A	N/A	2.000 µL–20 mL
L-STARTXLS+	17014406	SL-STARTXLS+	17014415	Kits Iniciais**

* Os modelos de 5.000 µL, 10 mL e 20 mL não se parecem com os das imagens.

** Incluem os modelos de 20, 200 e 1.000 µL, ponteiros e acessórios

Acessórios

Cat, No,	Nº de pedido MT	Descrição
KIT RFID	17011966	Kit RFID incluindo leitor RFID da Rainin e software LabX Direct Pipette-Scan
RFID-RDR	17011964	Leitor RFID da Rainin
LABX-PIPET	17011965	Software LabX Direct Pipette-Scan

Rainin, Pipet-Lite, XLS, XLS+, LTS, Pipetting 360°, LiteTouch e Magnetic Assist são marcas registradas da Rainin Instrument, LLC, Direct Pipette-Scan e LabX são marcas da METTLER TOLEDO Corporation.



Rainin Instrument, LLC

7500 Edgewater Drive, Oakland, CA 94621
Telefone +1 510 564 1600

uma Empresa METTLER TOLEDO

Sujeito a alterações técnicas

© 04/2014 Rainin Instrument, LLC

Impresso mediante pedido a partir de conteúdo online. H17701219

www.mt.com/rainin

Para mais informações